

# HEALON EndoCoat™ PRO

*Améliore la sécurité oculaire lors des interventions de la cataracte*

**Offre une protection supérieure des yeux du patient, maintenant avec:<sup>1,2</sup>**

- acide hyaluronique d'origine non animale<sup>1</sup>
- protège-canule facile à installer, doté d'un fermoir à pression latéral pour une utilisation simplifiée<sup>1,2</sup>
- système d'administration ergonomique, conçu pour une manipulation aisée tout au long de l'intervention<sup>1,2</sup>



**Protection de l'intégrité oculaire pendant les interventions avec le DVO dispersif HEALON EndoCoat™ PRO\* :**

- protège l'endothélium cornéen et les autres tissus oculaires<sup>1,2</sup>
- améliore la visibilité pendant l'intervention chirurgicale<sup>2</sup>
- maintient une chambre antérieure profonde tout au long de la chirurgie du segment antérieur<sup>1,2</sup>

\* L'intégrité oculaire désigne la protection de l'endothélium cornéen.

**Johnson & Johnson**

**Healon™**  
FAMILY of OVDs

FROM THE MAKERS OF **TECNIS™**

# HEALON EndoCoat™ PRO

Hyaluronate de sodium à 3 %

FICHE TECHNIQUE

<b>Taille de la canule</b>	25G
<b>Protège-canule</b>	Oui
<b>Classification</b>	Dispersif
<b>Composition</b>	30 mg/mL (hyaluronate de sodium à 3 %)
<b>Volume</b>	0,85 mL
<b>Viscosité</b>	75 000 mPa
<b>Poids moléculaire</b>	1 000 000 daltons
<b>Température d'entreposage</b>	+2 °C à +30 °C
<b>Substance</b>	AH fermenté, d'origine non animale
<b>UGS</b>	10300012

- Réfrigération non requise<sup>1</sup>
- Acide hyaluronique d'origine non animale<sup>1</sup>
- 98 % des chirurgiens se sont dits satisfaits de l'adhérence du DVO HEALON EndoCoat™ PRO à l'endothélium cornéen<sup>2\*</sup>
- 99 % des chirurgiens se sont dits satisfaits de la transparence et de la visibilité offertes par le DVO HEALON EndoCoat™ PRO par rapport à l'endothélium cornéen<sup>2\*</sup>

\*D'après les réponses de 11 chirurgiens qui se sont déclarés « entièrement satisfaits » ou « plutôt satisfaits » dans le cadre d'un essai clinique multicentrique (n = 131).

## RÉFÉRENCES

1. HEALON EndoCoat™ PRO IFU, 52-0629-00E, current revision  
2. DOF2025REF5178 – Résultats du questionnaire de l'essai clinique

Réservé aux professionnels de la santé. Veuillez consulter le mode d'emploi pour une liste complète des indications et des renseignements importants en matière d'innocuité et vous adresser à nos spécialistes pour toute question.

© Johnson & Johnson et ses sociétés affiliées 2026

2026PP08650

**Johnson & Johnson**

 **Healon™**  
FAMILY of OVDs